

**BriCyte E6** umožňuje použít režim manuálního podávání, který vyhovuje laboratorím s menším množstvím vzorků a umožňuje používat i mikrozkušavky. Použití automatizovaného karuselového podavače umožňuje automatizovanou analýzu až 40 vzorků naráz.



I v režimu použití karuselového podavače je možné analyzovat jednotlivou zkumavku jako STAT po otevření víka karuselu.



Veškeré informace, včetně výsledků analýz, stejně jako informace o pacientech, mohou být přenášeny obousměrně mezi **BriCyte E6** a laboratorním LIS.



Údržba je snadná. Uživatelé musí pouze nechat systém nasát správně naředěný čistící roztok skrz vzorkovou sondu alespoň jednou denně a systém **BriCyte E6** pak provede veškeré promývací kroky automaticky.

## BriCyte E6

### Průtokový cytometr

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

#### Lasery

Modrý pevnolátkový diodový laser (488nm, 43mW)

Červený pevnolátkový diodový laser (638nm, 55mW)

#### Detektory

FSC, SSC, FITC, PE, PerCP/PerCP-Cy5 nebo ECD/PI, APC, PE-Cy7, APC-Cy7

#### Konfigurace

2 lasery, 4 barvy (FITC, PE, PerCP/PerCP-Cy5 nebo ECD/PI, APC)

2 lasery, 5 barev (FITC, PE, PerCP/PerCP-Cy5 nebo ECD/PI, APC, PE-Cy7)

2 lasery, 6 barev (FITC, PE, PerCP/PerCP-Cy5 nebo ECD/PI, APC, PE-Cy7, APC-Cy7)

*V případě přechodu s ECD/PI na PerCP/PerCP-Cy5 je třeba vyměnit filtr.*

#### Citlivost fluorescence

PE < 100 MESF, FITC < 200 MESF

#### Přesnost fluorescenční analýzy

FSC ≤ 2.0 %, FITC, PE ≤ 2.0 %, PerCP, PE-Cy7, APC, APC-Cy7 ≤ 4.0 %

#### Rozlišení detektorů rozptylu

FSC ≤ 1.0 μm, SSC ≤ 0.5 μm

#### Maximální rychlost akvizice

12,000 událostí za sekundu

#### Kapacita

Až 90 zkumavek za hodinu

#### Režim podávání zkumavek

Manuální režim & Carousel mod automatický karuselový podavač (40 zkumavek)

#### Průtok

10 μL vzorku za minutu (nízký)

50 μL vzorku za minutu (střední)

100 μL vzorku za minutu (vysoký)

#### Přenos mezi vzorky

≤ 0.1%

#### Rozsah velikostí detekovatelných částic

0.5 - 50 μm

#### Minimální objem vzorku

100 μL

CE **IVD** zdravotnický prostředek pro klinické použití



**Výhradní dovozce a distributor:**  
I.T.A. - Intertact, s.r.o.  
Černokostecká 616/143  
108 00 Praha 10 - Malešice


**Telefon:** +420 224 810 196  
**Email:** info@ita-intertact.com  
**Web:** www.ita-intertact.com

mindray are registered trademarks or trademarks owned by Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD.  
©2014 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to changes without prior notice.  
P/N:ENG-BriCyte E6-210285x8-20141125

**mindray**



## A Bright Cytometer Easy to use



**OBSLUŽNÝ SOFTWARE V ČEŠTINĚ**

**BriCyte E6** **NEW**  
průtokový cytometr



zdravotnický prostředek s CE **IVD** certifikací

**mindray**  
healthcare within reach


# BriCyte E6

## Průtokový cytometr


Průtokový cytometr je základní nástroj moderní analýzy buněk. Tento typ analýzy je využíván pro klinickou diagnostiku i vědecký výzkum na celém světě. Problémem pro řadu laboratoří zůstává vysoká cena tohoto přístroje. Ideálním řešením by byl kompaktní, sofistikovaný, vysoce výkonný, snadno ovladatelný a především cenově dostupný systém.

Nyní přichází Mindray **BriCyte E6**, aby tuto poptávku naplnil.


**BriCyte E6** je vybaven duální laserovou optikou s červeným a modrým laserem pro excitaci 4 až 6 různých fluorescenčních sond. Optika je navržena v souladu s nejmodernější technologií, tak aby bylo dosaženo maximální citlivosti pro optimální identifikaci buněčných populací.




## Subpopulace T buněk *PerCP-CD45 / FITC-CD3 / APC-CD4 / PE-CD8*




## Subpopulace B & NK buněk *PerCP-CD45 / FITC-CD3 / APC-CD19 / PE-CD16+56*



## HLA-B27 Antigen *FITC-HLA-B27 / PE-HLA-B7 / FITC-IgG2a / PE-IgG1*



## Snadné nastavení požadovaných napětí



Napětí detektorů na cytometru **BriCyte E6** může být nastaveno a snadno optimalizováno přetažením populace pomocí „ruky“ na požadované místo diagramu.

## Automatická kompenzace



**BriCyte E6** provede automatickou kompenzaci jediným kliknutím na integrovaný inteligentní templát.

## Automatická nastavení gate & tvorba reportů

*CD3-FITC / CD16+56-PE / CD45-PerCP / CD19-APC*



**BriCyte E6** je schopen automaticky nastavit gate na požadovanou populaci buněk pomocí inteligentního algoritmu, poté analyzovat data a výsledky převést do výstupní zprávy. Aktuálně je tato funkce dostupná jen pro reagenty Mindray.



Mikrofluidní detektor je nejpokročilejší technologií **BriCyte E6**. Pomocí mikrofluidního detektoru **BriCyte E6** snadno stanoví absolutní počty buněk ve vzorku bez nutnosti použít počítačové kuličky, což výrazně snižuje cenu provozu systému **BriCyte E6**.



Mikrofluidní detektor je schopen přesně detekovat proud tak slabý jako je kousnutí komára.



Nosná kapalina a odpad mohou být umístěny na hmotnostních senzorech, které jsou schopné stanovit zbývající hladinu kapaliny v nádobě. Díky takto konstruovanému nosiči provozních kapalin, může **BriCyte E6** upozornit uživatele na docházející reagenty ještě dříve, než jsou zcela spotřebovány.

Uvedené analýzy byly provedeny pomocí reagentů Mindray pro analýzu subpopulací a HLA-B27 reagentní sady.